




M630053



**LETTINO VISITA ELETTRICO
M630053**

Caratteristiche Generali:

- Completamente elettrico.
- Equipaggiato con dispositivo di movimento e telecomando.
- Apparato elettrico e telecomando a tenuta stagna.
- Materasso ignifugo.
- Altezza variabile da 55 cm (min) a 90 cm (max).
- Posizione regolabile dello schienale (+45° / - 15°).
- Fornito completo di porta rotolo.



**ELECTRICAL EXAMINATION
COUCH - M630053**

Technical Characteristics:

- The couch is completely electrical.
- It is equipped with movement actuator and remote control.
- Electrical system, actuator and remote control are waterproof.
- The mattress is fireproof.
- Adjustable height from 55 cm (min) to 90 cm (max).
- Adjustable backrest position (+45° / - 15°).
- Supplied with paper roll holder.



**DIVAN D'EXAMEN ELÉCTRIQUE À HAUTEUR VARIABLE
M630053**

Caracteristiques Techniques:

- Complètement électrique.
- Equipé avec un dispositif de mouvement et télécommande.
- Le système électrique, le dispositif de mouvement et le télécommande sont complètement imperméables.
- Le matelas est ignifuge.
- Hauteur variable de 55 cm (min) jusqu'à 90 cm (max).
- Position réglable de la tête (+ 45° / - 15°).
- Délivré avec porte-rouleau



**CAMA MÉDICA ELÉCTRICA
M630053**

Características generales:

- Completamente eléctrica.
- Equipada con dispositivo de movimiento y telemando.
- Equipo eléctrico y telemando completamente estancos.
- Colchón ignífugo.
- Altura variable de 55 cm (min) a 90 cm (max).
- Posición regulable del respaldo (+45° / - 15°).
- Suministrado con porta-rollo.



Tutti i letti sono provvisti di imbottitura e rivestimento ignifughi - Classe 1M.

All beds and couches are provided with fireproof padding and covering - Class 1M.

Tous les lits et les tables d'examen sont équipés avec rembourrage et revêtement ignifuges - Class 1M.

Toda las camas son alcochadas y forradas con material ignifugo - Clase 1M.