


**LAVAPADELLE NETTUNO
MOD. A4-NETTUNO**

- Controllo elettronico digitale.
- Microcontrollore DSP.
- Avvisi luminosi ed acustici
- 2 soli programmi di lavaggio.
- PRG1: ciclo FAST per pappagalli.
- PRG2: ciclo NORMALE per padelle.
- Funzione Play/Pausa del ciclo selezionato.
- Funzione RESET per cambio ciclo.
- Avviso detergente esaurito.
- Avviso serbatoio detergente pieno.
- Avviso mancanza acqua fredda.
- Avviso portello aperto.
- Blocco immediato del ciclo, all'apertura del portello.
- Consumi elettrici ridotti: Pot. Max 400 W
- Controllo elettronico dell'elettropompa.
- Funzione Zero-crossing di rete.
- Verifica della corrente nel motore
- Stand-By automatico a fine ciclo
- Assorbimento max. in Stand-By 2,8 Watt
- Durata ciclo PRG1: 45 secondi
- Durata ciclo PRG2: 90 secondi.
- Consumo acqua nel ciclo PRG1: 25 litri
- Consumo acqua nel ciclo PRG2: 50 litri
- Interamente in acciaio INOX.
- La descrizione dello stato di funzionamento ed il tipo di allarme attivo è visibile sul pannello frontale.
- L'operazione di rabbocco del detergente è stata facilitata, essendo a bordo macchina.
- Dimensioni ingombro: 54 x 81 x 91 h cm

In conformità con le seguenti normative:
93/42/CEE - 2006/42/CE


**BEDPAN WASHER NETTUNO
MOD. A4-NETTUNO**

- Electronic digital control.
- Microcontroller DSP.
- Light and acoustic warning.
- 2 washing programs only.
- PRG1: FAST cycle for urinals.
- PRG2: NORMAL cycle for bed pans.
- Function Play/Pause for the selected cycle.
- Function RESET for changing the cycle.
- Detergent exhausted warning.
- Detergent tank full warning.
- Cold water lack warning.
- Door open warning.
- Instant stop of the cycle, in case of door opening.
- Reduced electrical consumption: maximum power 400W.
- Electronic check of the electric pump
- Zero-crossing function of network.
- Check of the current in the motor
- Automatic stand-by at the end of the cycle.
- Maximum absorption in stand-by mode: 2,8 Watt
- PRG1 cycle time: 45 seconds
- PRG2 cycle time: 90 seconds.
- Water consumption in PRG1 cycle: 25 litres
- Water consumption in PRG2 cycle: 50 litres.
- Completely made of stainless steel.
- The description of the running status and the type of the active alarm are visible on the front panel
- Detergent refilling operation has been made easier, because it is on machine bord.
- Overall dimensions: 54 x 81 x 91 h cm

According to:
93/42/CEE - 2006/42/CE rules


**LAVE-BASSIN NETTUNO
MOD. A4-NETTUNO**

- Contrôle électronique digital.
 - Microcontrôleur DSP.
 - Avis lumineux et acoustique.
 - 2 programmes de lavage seulement.
 - PRG1: cycle FAST pour urinaux.
 - PRG2: cycle NORMAL pour bassins de lit.
 - Fonction Play/Pause du cycle sélectionné.
 - Fonction RESET pour changer le cycle.
 - Avis détergent épuisé.
 - Avis réservoir détergent plein.
 - Avis eau froide manquante.
 - Avis porte ouverte.
 - Arrêt immédiat du cycle, à l'ouverture de la porte.
 - Consommations électriques réduits: puissance maximum 400W.
 - Contrôle électronique de la pompe électrique.
 - Fonction Zero-crossing de réseau.
 - Contrôle du courant dans le moteur.
 - Stand-by automatique à fin cycle.
 - Absorption maximum en modalité stand-by: 2,8 Watt.
 - Durée du cycle PRG1: 45 seconds
 - Durée du cycle PRG2: 90 seconds.
 - Dépense d'eau dans le cycle PRG1: 25 litres.
 - Dépense d'eau dans le cycle PRG2: 50 litres.
 - Complètement construit en acier inoxydable.
 - La description de l'état de fonctionnement et du type d'alarme active sont visibles sur le panneau frontal.
 - L'opération de remplissage à ras bord du détergent a été facilitée, étant à bord machine.
 - Dimensions extérieures : 54 x 81 x 91 h cm
- Selon les normes:
93/42/CEE - 2006/42/CE"


**LAVACHATAS NETTUNO
MOD. A4-NETTUNO**

- Control electrónico digital.
 - Micro-controlador DSP.
 - Señales luminosas y acústicas
 - 2 programas de lavado solamente.
 - PRG1: ciclo FAST para papagallos.
 - PRG2: ciclo NORMAL para chatas.
 - Función Play/Pausa del ciclo seleccionado.
 - Función RESET para cambio ciclo.
 - Señal detergente terminado.
 - Señal depósito detergente lleno.
 - Señal falta agua fría.
 - Señal puerta abierta.
 - Bloqueo inmediato del ciclo a la apertura de la puerta.
 - Consumos eléctricos reducidos: Potencia Máx 400 W
 - Control electrónico de la electrobomba.
 - Función Zero-crossing de red.
 - Verificación de la corriente en el motor
 - Stand-By automático al final del ciclo
 - Absorción máx. en Stand-By 2,8 Watt
 - Duración ciclo PRG1: 45 segundos
 - Duración ciclo PRG2: 90 segundos.
 - Consumo agua en el ciclo PRG1: 25 litros
 - Consumo agua en el ciclo PRG2: 50 litros
 - Completamente de acero INOX.
 - La descripción del estado de funcionamiento y el tipo de alarma activada se visualiza en el panel frontal.
 - La operación de recarga de detergente se agiliza porque se efectúa a bordo de la máquina.
 - Dimensiones máximas: 54 x 81 x 91 h cm.
- Segun las normas:
93/42/CEE - 2006/42/CE