



**T0825V
PARAVENTO 3 SEZIONI**

Struttura in tubo d'acciaio verniciato con polveri epossidiche.
Colore grigio.
Tendine in plastica lavabile autoestinguente. Colore bianco.
Larghezza di ogni pannello 50 cm.
Montata su ruote diam. 50 mm.
Dim: 144 x 170 h cm approx (completamente aperto).



**T0825V
WARD SCREEN 3 SECTIONS**

Structure made of epoxy painted steel tube.
Grey color.
Washable, self-extinguishing, plastic curtains. White color.
Width of each section: 50 cm.
Mounted on castors diam.50 mm.
Dim: 144 x 170 h cm approx. (when completely opened).



**T0825V
PARAVENT 3 SECTIONS**

Structure en tube d'acier verni époxy.
Couleur grise
Rideaux en plastique lavable, auto éteignant. Couleur blanche.
Largeur de chaque section 50 cm.
Monté sur roulettes diam. 50mm.
Dim: 144 x 170 h cm approx. (complètement ouvert).



**T0825V
BIOMBO 3 SECCIONES**

Estructura en tubo de acero pintado epoxi.
Color gris.
Cortinas plásticas lavables y autoextinguible. Color blanco.
Anchura de cada seccion 50 cm.
Montado sobre ruedas diam. 50 mm.
Dim: 144 x 170 h cm aprox (abierto).

