



**PORTATA
CARRYING CAPACITY
PORTEE'
CAPACIDAD**



**T1000
LETTINO DA VISITA A 1 SNODO**
Dim. 180x60x78h cm

Struttura in tubo d'acciaio verniciato con polvere epossidica.
Schienale regolabile.
Imbottitura in schiuma poliuretanicca ad alta densità ed ignifuga classe 1 IM, copertura in tessuto spalmato (skai), lavabile ed ignifugo classe 1 IM.
Piedini regolabili in gomma.
Fornito di portarotolo situato nella parte posteriore del lettino.
Smontato.



**T1000
EXAMINATION COUCH 2
SECTIONS**
Dim. 180x60x78h cm

Structure made of epoxy painted steel tube.
Backrest adjustable.
Padding made of high density polyurethane foam, fireproof class 1 IM, covering made of washable, fireproof, plastic material (leatherette) - fireproof class 1 IM.
Adjustable rubber feet.
Supplied with a paper roll holder placed in the back part of the examination couch.
Disassembled.



**T1000
DIVAN D'EXAMEN 2 SECTIONS**
Dim. 180x60x78h cm

Structure en tube d'acier verni époxy.
Dossier réglable.
Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge classe 1 IM, couverture en matériel plastique lavable (Skaï) - ignifuge classe 1 IM.
Pieds réglables en caoutchouc.
Fourni avec un porte rouleau placé dans la partie postérieure du divan.
Démonté.



**T1000
CAMA DE EXAMEN 2 SECCIONES**
Dim. 180x60x78h cm

Estructura en tubo de acero pintado epoxi.
Respaldo ajustable.
Acolchado en espuma de poliuretano de alta densidad y ignifugo classe 1 IM cubertura en material plástico (skai) lavable y ignifugo classe 1 IM.
Pies ajustables en goma.
Suministrado con un porta-rollo a la trasera de la cama.
Desmontado.

