




**PORTATA
CARRYING CAPACITY
PORTEE'
CAPACIDAD**



**T1050
LETTINO DA VISITA A 1 SNODO
ELETRICO**

Struttura in acciaio verniciato con polvere epossidica.
Schienale regolabile a cremagliera.
Fornito di portarotolo situato nella parte posteriore del lettino.
Imbottitura in schiuma poliuretana ad alta densità ed ignifuga classe 1 IM, copertura in tessuto spalmato (skai), lavabile ed ignifugo classe 1 IM.
Ingombro materasso: 180 x 60 cm
Altezza variabile elettricamente da 52 (min) a 101 (max) cm.
Attuatore da 24 V.
Voltaggio 230V-50/60 Hz.
Apparato elettrico e telecomando a tenuta stagna.
Piedini regolabili.
Fornito con 4 ruote diam.60 cm, da utilizzare solo per spostamento/ posizionamento iniziale del lettino (non sono ruote portanti).



**T1050
EXAMINATION COUCH 2
SECTIONS**

Structure made of epoxy painted steel.
Adjustable backrest.
Backrest adjustable by rack.
Supplied with a paper roll holder placed in the back part of the examination couch.
Padding made of high density polyurethane foam, fireproof class 1 IM, covering made of washable, fireproof, plastic material (leatherette) - fireproof class 1 IM.
Mattress overall dimensions: 180 x 60 cm
Electrically adjustable height from 52 (min) to 101 (max) cm.
Actuator: 24 V.
Voltage 230V-50/60 Hz.
Electrical system and remote control are waterproof.
Adjustable feet.
Supplied with 4 castors diam.60 cm to be used for the initial moving/ positioning of the examination couch (these castors are not load-bearing).



**T1050
DIVAN D'EXAMEN 2 SECTIONS**

Structure en acier verni époxy.
Dossier réglable à crémaillère.
Fourni avec un porte rouleau placé dans la partie postérieure du divan.
Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge classe 1 IM, couverture en matériel plastique lavable (Skaï) - ignifuge class 1 IM.
Encombrement du matelas : 180 x 60 cm
Hauteur réglable électriquement de 52 (min) à 101 (max) cm.
Actuateur: 24 V.
Voltage: 230V-50/60 Hz.
Le système électrique et le télécommande sont imperméables.
Pieds réglables.
Fourni avec 4 roues diam.60 cm, à employer seulement pour le déplacement/positionnement initial du divan d'examen (ces roues ne sont pas de roues portantes).



**T1050
CAMA DE EXAMEN 2 SECCIONES**

Estructura de acero pintado epoxi.
Respaldo ajustable con cremallera.
Suministrado con un porta-rollo a la trasera de la cama.
Acolchado en espuma de poliuretano de alta densidad y ignifugo clase 1 IM. cubertura en material plástico (skai) lavable y ignifugo clase 1 IM.
Medidas externas del colchón: 180 x 60 cm
Altura variable eléctricamente de 52 cm (mín) a 101 cm (máx).
Actuador: 24 V
Voltaje: 230V - 50/60 Hz.
Equipo eléctrico y telemando completamente estancos.
Pies ajustables.
Suministrado con 4 ruedas de 60 cm de diámetro, que se deben utilizar solo para mover / colocar la cama (estas no son ruedas portadoras).

