



**PORTATA
CARRYING CAPACITY
PORTEE'
CAPACIDAD**



**T1070
LETTINO DA VISITA A 2 SNODI**

Struttura in tubo d'acciaio verniciato. Schienale e parte anteriore regolabili. Imbottitura in schiuma poliuretanicca ad alta densità ed ignifuga classe 1 IM, copertura in tessuto spalmato (skai), lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Piedini regolabili in gomma. Completo di portarotolo. Smontato
Dim. 181 x 60 x 78 h cm



**T1070
EXAMINATION COUCH
- 3 SECTIONS.**

Structure made of epoxy painted steel tube. Adjustable backrest and anterior part. Padding made of high density polyurethane foam, fireproof class 1 IM, covering made of washable, fireproof, plastic material (leatherette) - fireproof class 1 IM. Adjustable rubber feet. Complete with a paper roll holder. Disassembled.
Dim. 181 x 60 x 78 h cm



**T1070
DIVAN D'EXAMEN
3 SECTIONS**

Structure en tube d'acier verni époxy. Dossier et partie antérieure réglables. Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge classe 1 IM, couverture en matériel plastique lavable (Skai) - ignifuge classe 1 IM. Pieds réglables en caoutchouc. Fourni avec un porte rouleau. Démonté.
Dim. 181 x 60 x 78 h cm



**T1070
CAMA DE EXAMEN
3 SECCIONES.**

Estructura hecha de tubo de acero pintado epoxi. Respaldo y parte anterior ajustables. Acolchado en espuma de poliuretano de alta densidad y ignifugo classe 1 IM, cubertura en material plástico (skai) lavable y ignifugo classe 1 IM. Pies ajustables en goma. Completo de un porta-rollo. Desmontado.
Dim. 181 x 60 x 78 h cm