



**PORTATA  
CARRYING CAPACITY  
PORTEE'  
CAPACIDAD**



**T1070  
LETTINO DA VISITA A 2 SNODI**

Struttura in tubo d'acciaio verniciato. Schienale e parte anteriore regolabili. Imbottitura in schiuma poliuretanicca ad alta densità ed ignifuga classe 1 IM, copertura in tessuto spalmato (skai), lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Piedini regolabili in gomma. Completo di portarotolo. Smontato  
Dim. 181 x 60 x 78 h cm



**T1070  
EXAMINATION COUCH  
- 3 SECTIONS.**

Structure made of epoxy painted steel tube. Adjustable backrest and anterior part. Padding made of high density polyurethane foam, fireproof class 1 IM, covering made of washable, fireproof, plastic material (leatherette) - fireproof class 1 IM. Adjustable rubber feet. Complete with a paper roll holder. Disassembled.  
Dim. 181 x 60 x 78 h cm



**T1070  
DIVAN D'EXAMEN  
3 SECTIONS**

Structure en tube d'acier verni époxy. Dossier et partie antérieure réglables. Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge classe 1 IM, couverture en matériel plastique lavable (Skai) - ignifuge classe 1 IM. Pieds réglables en caoutchouc. Fourni avec un porte rouleau. Démonté.  
Dim. 181 x 60 x 78 h cm



**T1070  
CAMA DE EXAMEN  
3 SECCIONES.**

Estructura hecha de tubo de acero pintado epoxi. Respaldo y parte anterior ajustables. Acolchado en espuma de poliuretano de alta densidad y ignifugo classe 1 IM, cubertura en material plástico (skai) lavable y ignifugo classe 1 IM. Pies ajustables en goma. Completo de un porta-rollo. Desmontado.  
Dim. 181 x 60 x 78 h cm

