



**PORTATA
CARRYING CAPACITY
PORTEE'
CAPACIDAD**



**T2000
LETTINO GINECOLOGICO
A 2 SNODI**

Dim. 181x60x78h cm

Struttura in tubo d'acciaio verniciato con polvere epossidica. Schienale e parte anteriore regolabili.

Imbottitura in schiuma poliuretanicca ad alta densità ed ignifuga classe 1 IM, copertura in tessuto spalmato (skai), lavabile ed ignifuga classe 1 IM.

Piedini regolabili in gomma.

Completo di aste reggiscoscia in acciaio zincato, reggiscoscia imbottiti anatomici (in alternativa reggiscoscia standard), portarotolo e catino in acciaio inox diam. 32 cm.

Smontato.



**T2000
GYNECOLOGICAL COUCH – 3
SECTIONS**

Dim. 181x60x78h cm

Structure made of epoxy painted steel tube. Adjustable backrest and anterior part.

Padding made of high density polyurethane foam, fireproof class 1 IM, covering made of washable, fireproof, plastic material (leatherette) - fireproof class 1 IM.

Adjustable rubber feet.

Complete with a pair of height-adjustable, padded, anatomic leg-holders (alternatively standard leg holders), a paper roll holder and a stainless steel basin diam. 32 cm.

Disassembled.



**T2000
DIVAN D'EXAMEN
GYNÉCOLOGIQUE A 3 SEC-
TIONS**

Dim. 181x60x78h cm

Structure en tube d'acier verni époxy. Dossier et partie antérieure réglables.

Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge classe 1 IM, couverture en matériel plastique lavable (Skaï) – ignifuge classe 1 IM.

Pieds réglables en caoutchouc.

Fourni avec un couple de genouillères anatomiques rembourrés et réglables (alternativement standard genouillères), un porte rouleau et une cuvette en acier inox diam. 32 cm.

Démonté.



**T2000
CAMA GINECOLÓGICA A
3 SECCIONES**

Dim. 181x60x78h cm

Estructura hecha de tubo de acero pintado epoxi.

Respaldo y parte anterior ajustables. Acolchado en espuma de poliuretano de alta densidad y ignifugo classe 1 IM cubertura en material plástico (skai) lavable y ignifugo classe 1 IM. Pies ajustables en goma.

Completo de gotieras ajustables en altura anatómicas (alternativamente standard gotieras), un porta-rotolo y cubeta de acero inoxidable diam. 32 cm.

Desmontado.

