



**PORTATA  
CARRYING CAPACITY  
PORTEE'  
CAPACIDAD**



**T2050  
LETTINO GINECOLOGICO A 2  
SNODI ELETTRICO**

Struttura in acciaio verniciato con polvere epossidica.  
Schienale e parte anteriore regolabili.  
Imbottitura in schiuma poliuretanicca ad alta densità ed ignifuga classe 1 IM, copertura in tessuto spalmato (skai), lavabile ed ignifugo classe 1 IM.  
Ingombro materasso: 181 x 60 cm.  
Altezza variabile elettricamente da 75 (min) a 101 (max) cm.  
Attuatore da 24 V.  
Voltaggio 230V – 50/60 Hz.  
Apparato elettrico e telecomando a tenuta stagna.  
Piedini regolabili.  
Completo di aste reggiscoscia in acciaio zincato, reggiscoscia imbottiti anatomici (in alternativa reggiscoscia standard), portarotolo e bacinella in acciaio inox.  
Fornito con 4 ruote diam.60 cm, da utilizzare solo per spostamento/ posizionamento iniziale del lettino (non sono ruote portanti).



**T2050  
GYNECOLOGICAL COUCH  
– 3 SECTIONS**

Structure made of epoxy painted steel.  
Adjustable backrest and anterior part.  
Padding made of high density polyurethane foam, fireproof class 1 IM, covering made of washable, fireproof, plastic material (leatherette) - fireproof class 1 IM.  
Mattress overall dimensions: 181 x 60 cm.  
Electrically adjustable height from 75 (min) to 101 (max) cm.  
Actuator: 24 V.  
Voltage 230V-50/60 Hz.  
Electrical system and remote control are waterproof.  
Adjustable feet.  
Complete with a pair of height-adjustable, padded, anatomic leg-holders (alternatively standard leg holders), a paper roll holder and a stainless steel basin.  
Supplied with 4 castors diam.60 cm to be used for the initial moving/ positioning of the examination couch (these castors are not load-bearing).



**T2050  
DIVAN D'EXAMEN  
GYNÉCOLOGIQUE A 3 SECTIONS**

Structure en acier verni époxy.  
Dossier et partie antérieure réglables.  
Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge classe 1 IM, couverture en matériel plastique lavable (Skaï) – ignifuge classe 1 IM.  
Encombrement du matelas : 181 x 60 cm.  
Hauteur réglable électriquement de 75 (min) à 101 (max) cm.  
Actuateur: 24 V.  
Voltage: 230V-50/60 Hz.  
Le système électrique et le télécommande sont imperméables.  
Pieds réglables.  
Fourni avec un couple de genouillères anatomiques rembourrés et réglables (alternativement standard genouillères), un porte rouleau et un bassin en acier inox.  
Fourni avec 4 roues diam.60 cm, à employer seulement pour le déplacement/positionnement initial du divan d'examen ( ces roues ne sont pas de roues portantes).



**T2050  
CAMA GINECOLÓGICA A  
3 SECCIONES**

Estructura hecha de acero pintado epoxi.  
Respaldo y parte anterior ajustables.  
Acolchado en espuma de poliuretano de alta densidad y ignifugo clase 1 IM cubertura en material plástico (skai) lavable y ignifugo clase 1 IM.  
Medidas externas del colchón: 181 x 60 cm.  
Altura variable eléctricamente de 75 cm (mín) a 101 cm (máx).  
Actuador: 24 V  
Voltaje: 230V – 50/60 Hz.  
Equipo eléctrico y telemando completamente estancos.  
Pies ajustables. Completo de gotieras ajustables en altura anatómicas (alternativamente standard gotieras), un porta-rollo y cuenca de acero inoxidable. Suministrado con 4 ruedas de 60 cm de diámetro, que se deben utilizar solo para mover / colocar la cama ( estas no son ruedas portadoras).



**COMFORT**

