



**PORTATA  
CARRYING CAPACITY  
PORTEE'  
CAPACIDAD**



**T2050  
LETTINO GINECOLOGICO A 2  
SNODI ELETTRICO**

Struttura in acciaio verniciato con polvere epossidica.  
Schienale e parte anteriore regolabili.  
Imbottitura in schiuma poliuretanicca ad alta densità ed ignifuga classe 1 IM, copertura in tessuto spalmato (skai), lavabile ed ignifugo classe 1 IM.  
Ingombro materasso: 181 x 60 cm.  
Altezza variabile elettricamente da 97 (min) a 101 (max) cm.  
Attuatore da 24 V.  
Voltaggio 230V – 50/60 Hz.  
Apparato elettrico e telecomando a tenuta stagna.  
Piedini regolabili.  
Completo di aste reggicoscia in acciaio zincato, reggicoscia imbottiti anatomici, portarotolo e bacinella in acciaio inox.  
Fornito con 4 ruote diam.60 cm, da utilizzare solo per spostamento/ posizionamento iniziale del lettino (non sono ruote portanti).



**T2050  
GYNECOLOGICAL COUCH  
– 3 SECTIONS**

Structure made of epoxy painted steel.  
Adjustable backrest and anterior part.  
Padding made of high density polyurethane foam, fireproof class 1 IM, covering made of washable, fireproof, plastic material (leatherette) - fireproof class 1 IM.  
Mattress overall dimensions: 181 x 60 cm.  
Electrically adjustable height from 97 (min) to 101 (max) cm.  
Actuator: 24 V.  
Voltage 230V-50/60 Hz.  
Electrical system and remote control are waterproof.  
Adjustable feet.  
Complete with a pair of height-adjustable, padded, anatomic leg-holders, a paper roll holder and a stainless steel basin.  
Supplied with 4 castors diam.60 cm to be used for the initial moving/ positioning of the examination couch (these castors are not load-bearing).



**T2050  
DIVAN D'EXAMEN  
GYNÉCOLOGIQUE A 3 SECTIONS**

Structure en acier verni époxy.  
Dossier et partie antérieure réglables.  
Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge classe 1 IM, couverture en matériel plastique lavable (Skaï) – ignifuge class 1 IM.  
Encombrement du matelas : 181 x 60 cm.  
Hauteur réglable électriquement de 75 (min) à 101 (max) cm.  
Actuateur: 24 V.  
Voltage: 230V-50/60 Hz.  
Le système électrique et le télécommande sont imperméables.  
Pieds réglables.  
Fourni avec un couple de genouillères anatomiques rembourrés et réglables, un porte rouleau et un bassin en acier inox.  
Fourni avec 4 roues diam.60 cm, à employer seulement pour le déplacement/positionnement initial du divan d'examen (ces roues ne sont pas de roues portantes).



**T2050  
CAMA GINECOLÓGICA A  
3 SECCIONES**

Estructura hecha de acero pintado epoxi.  
Respaldo y parte anterior ajustables.  
Acolchado en espuma de poliuretano de alta densidad y ignifugo classe 1 IM cubertura en material plástico (skai) lavable y ignifugo classe 1 IM.  
Medidas externas del colchón: 181 x 60 cm.  
Altura variable eléctricamente de 75 cm (mín) a 101 cm (máx).  
Actuador: 24 V  
Voltaje: 230V – 50/60 Hz.  
Equipo eléctrico y telemando completamente estancos.  
Pies ajustables.  
Completo de gotieras ajustables en altura anatómicas, un porta-rollo y cuenca de acero inoxidable.  
Suministrado con 4 ruedas de 60 cm de diámetro, que se deben utilizar solo para mover / colocar la cama ( estas no son ruedas portantes )<sup>®</sup>

