



PORTATA
CARRYING CAPACITY
PORTEE'
CAPACIDAD



T4000
POLTRONA RELAX
Dim. 170x55x52,5 h cm

Struttura in tubo d'acciaio verniciato con polvere epossidica.
Schienale e poggiatesta con movimento sincronizzato regolabile tramite pompa a gas.
Braccioli con snodi, regolabili manualmente in altezza.
Imbottitura in schiuma poliuretana ad alta densità ed ignifuga classe 1 IM.
Copertura in tessuto spalmato (skai), lavabile ed ignifugo classe 1 IM.
Piedini regolabili.

Attenzione:

Per quantità minima di **10 pezzi**, possiamo fornire **versione speciale** come segue:
"Schienale regolabile tramite pompa a gas e poggiatesta regolabile tramite cremagliera".



T4000
RELAXING ARMCHAIR
Dim. 170x55x52,5 h cm

Structure made of epoxy painted steel tube.
Backrest and leg rest with synchronized movement adjustable by gas pump.
Armrests with articulations, manually adjustable in height.
Padding made of high-density polyurethane foam, fireproof class 1 IM.
Covering made of washable, fireproof, plastic material (leatherette) - fireproof class 1 IM.
Adjustable feet.

Attention:

For a minimum quantity of **10 pieces**, we can supply a **special version**, as follows:
"Backrest adjustable by gas pump and leg rest adjustable by rack system".



T4000
FAUTEIL RELAX
Dim. 170x55x52,5 h cm

Structure en tube d'acier verni époxy.
Dossier et repose jambes avec le mouvement synchronisé réglable par pompe à gaz.
Repose bras avec articulations, réglables manuellement en hauteur.
Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge classe 1 IM.
Couverture en matériel plastique lavable (Skaï) - ignifuge classe 1 IM.
Pieds réglables.

Attention:

Pour une quantité minimum de **10 pièces**, nous pouvons fournir une **version spéciale** comme suit :
"Dossier réglable par pompe à gaz et repose jambes réglable à crémaillère".



T4000
SILLON RELAX
Dim. 170x55x52,5 h cm

Estructura hecha de tubo de acero pintado epoxi.
Respaldo y reposapiernas con movimiento sincronizado regulable mediante bomba de gas.
Apoyabrazos con las articulaciones, ajustable manualmente en altura.
Acolchado en espuma de poliuretano de alta densidad y ignifugo classe 1 IM.
Cubertura en material plástico (skai) lavable y ignifugo classe 1 IM.
Pies regulables.

Atención:

Para una cantidad mínima de **10 piezas**, podemos suministrar **versión especial** de la siguiente manera:
"Respaldo regulable mediante bomba de gas y reposapiernas regulable manualmente, a cremallera".

