



**PORTATA**  
**CARRYING CAPACITY**  
**PORTEE'**  
**CAPACIDAD**



Similpelle: solo colore blu "Blue Comfort" 4975  
Leatherette: colour blue "Blue Comfort" 4975 only  
Similcuir : couleur bleu "Blue Comfort" 4975 uniquement  
Cuero sintético : solo color azul "Blue Comfort" 4975



**T5000**  
**SEDIA A ROTELLE**

Struttura in tubo d'acciaio verniciato con polvere epossidica.  
Schienale regolabile tramite pompa a gas.  
Poggiagambe regolabile manualmente.  
Poggiapiedi in metallo estraibile manualmente.  
Braccioli con snodi, regolabili manualmente in altezza.  
Imbottitura in schiuma poliuretana ad alta densità ed ignifuga classe 1 IM.  
Copertura in tessuto spalmato (skai), lavabile ed ignifugo classe 1 IM.  
Maniglia di spinta posteriore.  
Ingombro materasso: 170x55 cm.  
Altezza da suolo a seduta: 56 cm.  
Quattro ruote diam. 100 mm, di cui 2 direzionabili e 2 con freno.  
Fornito con supporto portacartelle e vassoio portacoperte completo di cinghie per fissaggio bombola ossigeno.

**Optional (prezzo a richiesta):**  
**M600631** Piantana con morsetto



**T5000**  
**WHEEL CHAIR**

Structure made of epoxy painted steel tube.  
Backrest adjustable by gas pump.  
Legrest manually adjustable.  
Metal footrest manually extractable.  
Armrests with articulations, manually adjustable in height.  
Padding made of high density polyurethane foam, fireproof class 1 IM.  
Covering made of washable, fireproof, plastic material (leatherette) - fireproof class 1 IM.  
Back push handle.  
Mattress overall dimensions: 170x55 cm.  
Height from floor to seat: 56 cm.  
Four wheels diam. 100 mm, 2 of which are directional and 2 with brake.  
Supplied with chart holder support and blanket tray complete with fixing belts to fix oxygen bottle.

**Additional (price on demand):**  
**M600631** IV pole with clamp.



**T5000**  
**FAUTEUIL ROULANT**

Structure en tube d'acier verni époxy.  
Dossier réglable par pompe à gaz.  
Repose jambes réglable manuellement.  
Appui pieds en métal extractible manuellement.  
Repose bras avec articulations, réglables manuellement en hauteur.  
Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge classe 1 IM.  
Couverture en matériel plastique lavable (Skai) – ignifuge classe 1 IM.  
Main courante postérieure pour le déplacement.  
Encombrement du matelas: 170x55 cm.  
Hauteur du sol au siège: 56 cm.  
Quatre roues diam. 100 mm, dont 2 directionnelles et 2 avec frein.  
Fourni avec support porte-documents et plateau pour couvertures équipé de courroies de fixation pour assurer la bouteille oxygène.

**Options (prix sur demande):**  
**M600631** Porte sérum avec étai.



**T5000**  
**SILLA DE RUEDAS**

Estructura hecha de tubo de acero pintado epoxi.  
Respaldo ajustable mediante bomba a gas. Reposapiernas regulable manualmente. Reposapiés de metalo extractible manualmente. Apoyabrazos con las articulaciones, ajustable manualmente en altura.  
Acolchado en espuma de poliuretano de alta densidad y ignifugo classe 1 IM.  
Cubertura en material plástico (skai) lavable y ignifugo classe 1 IM.  
Manija de empuje, trasera.  
Medidas externas del colchón: 170x55 cm.  
Altura desde el suelo al asiento: 56 cm.  
Quatro ruedas diam. 100 mm, 2 de las cuales son direccionales y 2 con freno.  
Dotado de soporte para portahistorial y bandeja porta mantos con correas para asegurar el tanque de oxígeno.

**Accesorios (si solicitados):**  
**M600631** Portasuero completo de abrazadera

