



TIT.5005-M
CARRELLO PORTA VASCHE-
TE FARMACI A SERRANDINA
 dim. 70x64x104h cm

Struttura portante realizzata in nobilitato melaminico spessore 20 mm a bassa emissione di formaldeide CLASSE E1

Base portante realizzata in MDF sp 25mm rivestita in ABS sp. 3 mm, dotata nella parte inferiore di n. 16 bussole filettate 6ma per il fissaggio di n. 4 ruote diam. 125 mm anti traccia montate con cuscinetti, portata ruota Kg 100

Serrandina di chiusura realizzata in ABS finitura alluminio, scorrevole mediante canali inseriti tramite fresata sui fianchi.

Supporti per vaschette realizzate in ABS termoformato con interasse 5 cm, fissate sui fianchi mediante viti, dotate di fincorsa .

Vaschette: 1 vaschetta h 5 cm, 1 vaschetta h 10 cm, 1 vaschetta h 15 cm

Fornito con piano di scrittura estraibile



TIT.5005-M
DRUGS TROLLEY WITH ROL-
LING SHUTTER
 dim. 70x64x104h cm

Supporting structure in melamine-laminated panel thickness 20 mm, low formaldehyde emission CLASS E1.

Supporting base made of MDF thickness 25 mm covered with ABS thickness 3 mm. In the lower part there are no. 16 threaded bushes 6ma for fixing n°4 non-marking wheels diam.125 mm, fitted with bearings, wheels capacity Kg 100.

Rolling shutter in ABS with aluminium finish, sliding through channels milled inserted on the sides

Supports for trays made of thermoformed ABS having distance between centres 5 cm, fixed by screws, equipped with limit switches.

Trays: 1 tray h 5 cm, 1 tray h 10 cm, 1 tray h 15 cm

Supplied with extractible writing table



TIT.5005-M
CHARIOT PORTE BACS POUR
MEDICAMENTS
 dim. 70x64x104h cm

Structure portante, en panneau de particules surfacé mélaminé épaisseur 20 mm. à basse émission de formal-déhyde Classe E1.

Base portante réalisée en MDF épaisseur 25 mm. Revêtement en ABS ép.3 mm. La partie inférieure est dotée de 16 douilles filetées 6ma pour le fixage de n°4 roues diam.125 mm anti-trace, montées avec roulements, portée de la roue 100 Kg.

Rideau de serrage en ABS, finition en aluminium, coulissant par des canaux insérés par fraisage sur les côtés.

Supports pour bacs réalisés en ABS thermoformé avec entraxe 5 cm, fixés par des vis, dotées de fin de course.

Bacs intérieurs: 1 bac h 5 cm, 1 bac h 10 cm, 1 bac h 15 cm

Fourni avec table d'écriture extractible



TIT.5005-M
CARRO PORTA BANDEJAS
PARA MEDICAMENTOS CON
CIERRE METÁLICO
 dim. 70x64x104h cm

Estructura portante realizada en melaminico ennoblecido de 20 mm de grosor de baja emisión de formal-dehído CLASE E1.

Base portante realizada en MDF de 25mm de grosor recubierta de ABS de de 3 mm. de grosor dotada en la parte inferior de 16 casquillos rosca-dos 6mo para la fijación de 4 ruedas de 125 mm de diametro antihuellas montadas con cojinetes, capacidad de la rueda, 100 Kg.

Cierre metálico realizado en ABS acabado aluminio, deslizables mediante canales introducidos mediante fresado en los laterales.

Soportes para bandejas realizados en ABS termoformato con distancia entre ejes de 5 cm, fijados a los laterales mediante tornillos, dotados de final de carrera.

Bandejas: 1 bandeja h 5 cm, 1 bandeja h 10 cm, 1 bandeja h 15 cm

Dotado de plano para escritura extraíble