

**NEW****PORTATA  
CARRYING CAPACITY  
PORTEE'  
CAPACIDAD****M600340****M600343****LETTINO DA VISITA A 2 SNODI**

Struttura in tubo tondo d'acciaio verniciato Ø30 mm. Schienale e poggia gambe regolabili. Imbottitura e copertura in materiale plastico lavabile. Smontato.

**M600340** dim. 180x60x70 h cm.**LETTINO GINECOLOGICO**

Struttura in tubo tondo d'acciaio verniciato Ø30 mm. Schienale e parte anteriore regolabili. Imbottitura e copertura in materiale plastico lavabile. Completo di aste reggi cosce, imbottiti e catino in acciaio inox Ø32 cm. Smontato.

**M600343** dim. 180x60x70h cm**Accessori a richiesta:****M600352/Q** Portarotolo

Tutti i letti sono provvisti di imbottitura e rivestimento ignifughi  
- Classe 1 IM.

**EXAMINATION COUCH 3 SECTIONS**

Frame made of enameled steel round tube Ø30 mm. Adjustable backrest and leg section. Padding and coverage made of washable plastic material. Disassembled.

**M600340** dim. 180x60x70 h cm.**GYNAECOLOGICAL COUCH**

Structure made of enameled steel round tube Ø30 mm. Adjustable backrest and anterior part. Padding and covering made of washable plastic material. Complete with a pair of height-adjustable padded anatomic leg-holders. Supplied with stainless steel bowl Ø32 cm. Disassembled.

**M600343** dim. 180x60x70h cm**Accessories on demand:****M600352/Q** Paper roll holder

All beds and couches are provided with fireproof padding and covering  
- Class 1 IM.

**DIVAN D'EXAMEN 3 SECTIONS**

Structure en tube rond d'acier verni. Dossier et repose-jambes réglables Ø30 mm. Rembourrage et couverture en matériel plastique lavable. Démonté.

**M600340** dim. 180x60x70 h cm.**DIVAN D'EXAMEN GYNÉCOLOGIQUE**

Structure en tube rond d'acier verni Ø30 mm. Dossier et partie antérieure réglables. Rembourrage et couverture en matériel plastique lavable. Fourni avec une couple de genouillères anatomiques rembourrés réglable. Equipé de cuvette en acier inox Ø32 cm. Démonté.

**M600343** dim. 180x60x70h cm**Accessoires sur demande:****M600352/Q** Porte rouleau

Tous les lits et les tables d'examen sont équipés avec rembourrage et revêtement ignifuges - Class 1 IM.

**CAMA DE EXAMEN 3 SECCIONES**

Estructura en tubo redondo de acero esmaltado diam. 30 mm. Respaldo y sección de piernas ajustables. Acolchado y cobertura en material plástico lavable. Desmontado.

**M600340** dim. 180x60x70 h cm.**CAMA GINECOLÓGICA**

Estructura hecha de tubo redondo de acero esmaltado diam. 30 mm. Respaldo y parte anterior ajustables. Acolchado y cobertura en material plástico lavable. Completo de gotieras ajustables en altura anatómicas y cubeta de acero inoxidable diam. 32 cm. Desmontado.

**M600343** dim. 180x60x70h cm**Accesorios:****M600352/Q** Puerta-rodillo

Toda las camas son acolchadas y forradas con material ignifugo  
- Classe 1 IM.

