



M620013

**120 KG**  
**PORTATA CARRYING CAPACITY PORTEE' CAPACIDAD**




ruote diam. 200 mm.  
 castors diam. 200 mm.  
 roues diam. 200 mm.  
 ruedas diam. 200 mm.



M620014



**M620013 BARELLA FISSA CROMATA CON ALZATESTA**

Struttura in tubo d'acciaio cromato. Schienale regolabile. Imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile ed autoestinguente. Ruote diam. 100 mm., di cui due con freno. Dimensione materasso: 180 x 60 cm. Ingombro (maniglie di spinta incluse): 200 x 60 x 85 h cm. Smontata

**M620014 BARELLA ASPORTABILE CROMATA CON ALZATESTA**

Struttura in tubo d'acciaio cromato. Schienale regolabile. Parte superiore asportabile con imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile autoestinguente. Ruote diam. 100 mm., di cui due con freno. Dimensione materasso: 180 x 60 cm. Ingombro (maniglie di spinta incluse): 200 x 60 x 85 h cm. Smontata

**In opzione - prezzo a richiesta:**  
 Versione con ruote diam. 200 mm., di cui due con freno.  
 In questo caso l'ingombro è: 200 x 60 x 95 h cm.

**ACCESSORI (su richiesta)**  
**M600631** Asta porta flebo a 2 ganci in tubo d'acciaio inox con morsetto.  
**M620053** Supporto bombola ossigeno  
**M620054** Vassoio porta coperte  
**M620055** Spandine  
 Tutti i letti sono provvisti di imbottitura e rivestimento ignifughi - Classe 1 IM.



**M620013 PATIENT TROLLEY FIXED TOP WITH HEADREST**

Made of chrome plated steel tube. Adjustable backrest. Fixed top upholstered and covered with washable, self-extinguishing plastic material. Castors diam. 100 mm., two of which with brake. Mattress size: 180 x 60 cm. Overall dimensions (pushing handles included): 200 x 60 x 85 h cm. Disassembled

**M620014 PATIENT TROLLEY REMOVABLE TOP WITH HEADREST**

Made of chrome plated steel tube. Adjustable backrest. Removable top upholstered and covered with washable, self-extinguishing plastic material. Castors diam. 100 mm., two of which with brake. Mattress size: 180 x 60 cm. Overall dimensions (pushing handles included): 200 x 60 x 85 h cm. Disassembled

**Optional - price on demand:**  
 Version with castors diam. 200 mm., two of which with brake.  
 In this case overall dimensions are: 200 x 60 x 95 h cm.

**ACCESSORIES (on demand)**  
**M600631** Stainless steel I.V. stand. Double hooks. With clamp.  
**M620053** Oxygen tank holder  
**M620054** Blanket tray  
**M620055** Side rails

All beds and couches are provided with fireproof padding and covering - Class 1 IM.



**M620013 CHARIOT BRANCARD FIXE CHROME AVEC TETIERE**

Construit en tube d'acier chromé. Dossier réglable. Partie supérieure fixe avec rembourrage et couverture en tissu plastifié auto éteignant. Roues diam. 100 mm., dont deux équipées de frein. Dimensions du matelas: 180 x 60 cm. Encombrement (poignées de poussée incluses): 200 x 60 x 85 h cm. Démonté

**M620014 CHARIOT BRANCARD AMOVIBLE CHROME AVEC TETIERE**

Construit en tube d'acier chromé. Dossier réglable. Partie supérieure amovible avec rembourrage et couverture en tissu plastifié auto éteignant. Roues diam. 100 mm., dont deux équipées de frein. Dimensions du matelas: 180 x 60 cm. Encombrement (poignées de poussée incluses): 200 x 60 x 85 h cm. Démonté

**En option - prix sur demande:**  
 Version avec roues diam. 200 mm., dont deux équipées de frein.  
 Dans ce cas l'encombrement est: 200 x 60 x 95 h cm.

**ACCESSOIRES (sur demande)**  
**M600631** Porte sérum en acier inoxydable à deux crochets. Avec étai.  
**M620053** Support pour bouteille d'oxygène  
**M620054** Plateau porte couvertures  
**M620055** Barrières de sécurité

Tous les lits et les tables d'examen sont équipés avec rembourrage et revêtement ignifuges - Classe 1 IM.



**M620013 CAMILLA FIJA CROMADA CON ELEVACIÓN CABEZA**

Estructura con perfiles de acero cromado. Respaldo ajustable. Acolchado y revestimiento de material plástico lavable autoextintor. Ruedas diam. 100 mm de los cuáles, dos con freno. Medidas colchon: 180 x 60 cm. Dimensiones totales (incluyendo mangos de empuje): 200 x 60 x 85 h cm. Desmontada

**M620014 CAMILLA EXTRAÍBLE CROMADA CON ELEVACIÓN CABEZA**

Estructura con perfiles de acero cromado. Respaldo ajustable. Parte superior extraíble con acolchado y revestimiento de material plástico lavable autoextintor. Ruedas diam. 100 mm de los cuáles, dos con freno. Medidas colchon: 180 x 60 cm. Dimensiones totales (incluyendo mangos de empuje): 200 x 60 x 85 h cm. Desmontada

**Ruedas opcionales - precio a petición:**  
 Versión con ruedas diam. 200 mm., de los cuáles, dos con freno.  
 En este caso, las dimensiones totales es: 200 x 60 x 95 h cm.

**ACCESSOIRES (sur demande)**  
**M600631** Porta suero, 2 ganchos estructura tubular de acero inoxidable completo de abrazadera.  
**M620053** Soporte cilindro de oxígeno  
**M620054** Plano porta-mantas  
**M620055** Bordes

Toda las camas son acolchadas y forradas con material ignifugo - Classe 1 IM.