



M600490



CARRELLO PER ANESTESIA

Per sala operatoria. Costruito interamente in acciaio inossidabile. Ripiano superiore con bordi rialzati. Ampio scomparto. Sei cassetti. Vano con porta a serratura, un ripiano interno. Montato su ruote antistatiche diametro 100 mm, due con freno.

M600490 dim. 40 x 60 x 113 h cm



ANESTHESIA TROLLEY

For operating theatre. Entirely made of stainless steel. Top with raised edges. Large open compartment. Six drawers. Storage compartment with door (lock and key), one shelf. Mounted on antistatic castors diam. 100 mm, two with brake.

M600490 dim. 40 x 60 x 113 h cm



CHARIOT POUR ANESTHESIE

Pour salle opératoire. Entièrement construit en acier inoxydable. Étagère supérieure avec bords surhaussés. Ample compartiment supérieur. Six tiroirs. Vain avec porte à serrure, une étagère intérieure. Monté sur roues antistatique diamètre 100 mm, deux avec frein.

M600490 dim. 40 x 60 x 113 h cm



CARRO PARA ANESTESIA

Para sala operatoria. Completamente hecho de acero inoxidable. Estantería superior con bordes realzados. Ampio compartimento superior abierto. Seis cajones. Vano con puerta a cerradura, una estantería interior. Montado sobre ruedas antiestáticas diámetro 100 mm, dos con freno.

M600490 dim. 40 x 60 x 113 h cm

