



M600358/C

M600358/441



**PORTATA
CARRYING CAPACITY
PORTEE'
CAPACIDAD**



M600358/C

LETTINO DA VISITA A 1 SNODO

Struttura in tubo d'acciaio cromato □ 25x25 mm

Schienale regolabile a cremagliera. Imbottitura e copertura in materiale plastico lavabile, ignifugo.

Piedini in gomma.

Fornito di portarotolo, posizionabile sia nella parte anteriore che nella parte posteriore del lettino.

Smontato.

Dim. 177 x 60 x 75 h cm



M600358/C

EXAMINATION COUCH 2 SECTIONS

Structure made of chrome plated steel tube □ 25x25 mm

Backrest adjustable by rack.

Padding and covering made of washable, flame retardant, plastic material. Rubber feet.

Supplied with a paper roll holder, which can be placed either in the front or in the back part of the examination couch.

Disassembled.

Dim. 177 x 60 x 75 h cm



M600358/C

DIVAN D'EXAMEN 2 SECTIONS

Structure en tube carré d'acier chromé □ 25x25 mm.

Dossier réglable à crémaillère.

Rembouillage et couverture en matériel plastique lavable et ignifuge.

Pieds en caoutchouc.

Fourni avec un porte rouleau, qui peut être positionné soit dans la partie antérieure, soit dans la partie postérieure du divan.

Démonté.

Dim. 177 x 60 x 75 h cm



M600358/C

CAMA DE EXAMEN 2 SECCIONES

Estructura en tubo cuadrado de acero cromado □ 25x25 mm.

Respaldo ajustable con cremallera.

Acolchado y cobertura en material plástico lavable y ignifugo.

Pies en goma.

Suministrado con un porta-rollo, que se puede colocar tanto en el frente y la trasera de la cama.

Desmontado.

Dim. 177 x 60 x 75 h cm

M600358/441

LETTINO DA VISITA A 1 SNODO

Struttura in tubo d'acciaio inossidabile □ 25x25 mm

Schienale regolabile a cremagliera. Imbottitura e copertura in materiale plastico lavabile, ignifugo.

Piedini in gomma.

Fornito di portarotolo, posizionabile sia nella parte anteriore che nella parte posteriore del lettino.

Smontato.

Dim. 177 x 60 x 75 h cm

M600358/441

EXAMINATION COUCH 2 SECTIONS

Structure made of stainless steel tube □ 25x25 mm

Backrest adjustable by rack. Padding and covering made of washable, flame retardant, plastic material.

Rubber feet.

Supplied with a paper roll holder, which can be placed either in the front or in the back part of the examination couch.

Disassembled.

Dim. 177 x 60 x 75 h cm

M600358/441

DIVAN D'EXAMEN 2 SECTIONS

Structure en tube carré d'acier inoxydable □ 25x25 mm.

Dossier réglable à crémaillère. Rembouillage et couverture en matériel plastique, lavable et ignifuge.

Pieds en caoutchouc.

Fourni avec un porte rouleau, qui peut être positionné soit dans la partie antérieure, soit dans la partie postérieure du divan.

Démonté.

Dim. 177 x 60 x 75 h cm

M600358/441

CAMA DE EXAMEN 2 SECCIONES

Estructura en tubo cuadrado de acero inoxidable □ 25x25 mm.

Respaldo ajustable con cremallera. Acolchado y cobertura en material plástico lavable y ignifugo.

Pies en goma.

Suministrado con un porta-rollo, que se puede colocar tanto en el frente y la trasera de la cama.

Desmontado.

Dim. 177 x 60 x 75 h cm

Tutti i letti sono provvisti di imbottitura e rivestimento ignifughi - Classe 1 IM.

All beds and couches are provided with fireproof padding and covering - Class 1 IM.

Tous les lits et les tables d'examen sont équipés avec rembourrage et revêtement ignifuges - Class 1 IM.

Toda las camas son acolchadas y forradas con material ignifugo - Classe 1 IM.

