



**PORTATA
CARRYING CAPACITY
PORTEE'
CAPACIDAD**



M600320



M600333



LETTINO DA VISITA A 2 SNODI

Struttura in tubo tondo d'acciaio cromato. Schienale e poggiamambe regolabili. Imbottitura e copertura in materiale plastico lavabile. Smontato.

M600320 dim. 180x60x78 h cm.

LETTINO GINECOLOGICO

Struttura in tubo tondo d'acciaio cromato. Schienale e parte anteriore regolabili. Imbottitura e copertura in materiale plastico lavabile. Completo di aste reggiscosce, reggiscosce imbottiti e catino in acciaio inox diam. 32 cm. Smontato

M600333 dim. 180x60x78 h cm.

Accessori a richiesta:
M600352/Q Portarotolo

Tutti i letti sono provvisti di imbottitura e rivestimento ignifughi - Classe 1 IM.



EXAMINATION COUCH 3 SECTIONS

Frame made of chrome plated steel round tube. Adjustable backrest and leg section. Padding and coverage made of washable plastic material. Disassembled.

M600320 dim. 180x60x78 h cm.

GYNAECOLOGICAL COUCH

Structure made of chrome-plated steel round tube. Adjustable backrest and anterior part. Padding and covering made of washable plastic material. Complete with a pair of height-adjustable padded anatomic leg-holders. Supplied with stainless steel bowl diam. 32 cm. Disassembled.

M600333 dim. 180x60x78 h cm.

Accessories on demand:
M600352/Q Paper roll holder

All beds and couches are provided with fireproof padding and covering - Class 1 IM.



DIVAN D'EXAMEN 3 SECTIONS

Structure en tube rond d'acier chromé. Dossier et repose-jambes réglables. Rembourrage et couverture en matériel plastique lavable. Démonté.

M600320 dim. 180x60x78 h cm.

DIVAN D'EXAMEN GYNÉCOLOGIQUE

Structure en tube rond d'acier chromé. Dossier et partie antérieure réglables. Rembourrage et couverture en matériel plastique lavable. Fourni avec une couple de genouillères anatomiques rembourrés réglable. Equipé de cuvette en acier inox diam. 32 cm. Démonté.

M600333 dim. 180x60x78 h cm.

Accessoires sur demande:
M600352/Q Porte rouleau

Tous les lits et les tables d'examen sont équipés avec rembourrage et revêtement ignifuges - Class 1 IM.



CAMA DE EXAMEN 3 SECCIONES

Estructura en tubo redondo d'acero cromado. Respaldo y sección de piernas ajustables. Acolchado y cobertura en material plástico lavable. Desmontado.

M600320 dim. 180x60x78 h cm.

CAMA GINECOLÓGICA

Estructura hecha de tubo redondo de acero cromado. Respaldo y parte anterior ajustables. Acolchado y cobertura en material plástico lavable. Completo de gotieras ajustables en altura anatómicas y cubeta de acero inoxidable diam. 32 cm. Desmontado.

M600333 dim. 180x60x78 h cm.

Accesorios:
M600352/Q Puerta-rodillo

Toda las camas son alcochadas y forradas con material ignifugo - Classe 1 IM.

