



M630053



**PORTATA
CARRYING CAPACITY
PORTEE'
CAPACIDAD**



**M630053
LETTINO VISITA ELETTRICO**

Altezza variabile elettricamente da 59 cm (min) a 98 cm (max).

Apparato elettrico e telecomando a tenuta stagna.

Schienale regolabile a cremagliera (+45° / 0°).

Imbottitura e copertura in materiale plastico, lavabile ed ignifugo.

Ingombro materasso: 177 x 60 cm

Montato su 4 ruote gemelle diam.75 mm, di cui 2 frenanti.

Fornito completo di portarotolo.

Attuatore: 24V

Voltaggio: 230V – 50/60Hz



**M630053
ELECTRICAL EXAMINATION
COUCH**

Electrically, adjustable height from 59 cm (min) to 98 cm (max).

Electrical system, actuator and remote control are waterproof.

Backrest position adjustable by rack system (+45° / 0°).

Padding and coverage made of washable, flame retardant plastic material.

Mattress overall dimensions: 177 x 60 cm

Mounted on 4 twin castors diam.75 mm, two of which with brake.

Supplied with paper roll holder.

Actuator: 24V

Voltage: 230V – 50/60 Hz



**M630053
DIVAN D'EXAMEN ÉLECTRIQUE
À HAUTEUR VARIABLE**

Hauteur réglable électriquement de 59 cm (min) à 98 cm (max).

Le système électrique, l'actuateur et le télécommande sont imperméables.

Dossier réglable à crémaillère (+45° / 0°).

Remboufrage et couverture en matériel plastique lavable et ignifuge.

Encombrement du matelas : 177 x 60 cm

Monté sur 4 roues jumelles diam.75 mm, dont deux avec frein.

Fourni avec porte rouleau.

Actuateur: 24V

Voltage: 230V – 50/60Hz



**M630053
CAMA MÉDICA ELÉCTRICA**

Altura variable eléctricamente de 59 cm (mín) a 98 cm (máx).

Equipo eléctrico y telecomando completamente estancos.

Posición regulable del respaldo (+45°/0°).

Acolchado y cobertura en material plástico lavable y ignifugo.

Medidas externas del colchón: 177 x 60 cm

Montado sobre 4 ruedas gemelas diam.75 mm, de las cuáles dos con freno.

Suministrado con porta-rollo.

Actuador: 24V

Voltaje: 230V – 50/60 Hz



Tutti i letti sono provvisti di imbottitura e rivestimento ignifughi - Classe 1 IM.

All beds and couches are provided with fireproof padding and covering - Class 1 IM.

Tous les lits et les tables d'examen sont équipés avec rembourrage et revêtement ignifuges - Class 1 IM.

Toda las camas son acolchadas y forradas con material ignifugo - Classe 1 IM.