



M600698



M600698I



M600698/OL



**M600698  
PIANTANA PER INFUSIONE  
CON RUOTE**

Struttura in acciaio cromato. Quattro ganci in acciaio cromato. Base in acciaio inossidabile a cinque razze con ruote diam.50 mm, di cui due frenanti. Altezza regolabile da 160 a 250 cm.

**M600698I  
PIANTANA PER INFUSIONE  
CON RUOTE**

Struttura in acciaio inossidabile. Quattro ganci in acciaio inossidabile. Base in acciaio inossidabile a cinque razze con ruote diam.50 mm, di cui due frenanti. Altezza regolabile da 160 a 250 cm.

**M600698/OL  
PIANTANA PER INFUSIONE  
CON POMPA OLEODINAMICA**

Struttura in acciaio cromato. Quattro ganci in acciaio cromato. Base in acciaio inossidabile a cinque razze con ruote diam.50 mm, di cui due frenanti. Altezza regolabile da 189 a 260 cm con pompa oleodinamica a pedale.



**M600698  
INFUSION STAND WITH  
CASTORS**

Made of chrome plated steel. Four chrome plated steel hooks. Five spoke stainless steel base with castors diam.50 mm., two of which with brake. Adjustable height from 160 to 250 cm.

**M600698I  
INFUSION STAND WITH CA-  
STORS**

Made of stainless steel. Four stainless steel hooks. Five spoke stainless steel base with castors diam.50 mm., two of which with brake. Adjustable height from 160 to 250 cm.

**M600698/OL  
INFUSION STAND WITH  
HYDRAULIC PUMP**

Made of chrome plated steel . Four chrome plated steel hooks. Five spoke stainless steel base with castors diam.50 mm., two of which with brake. Adjustable height from 189 to 260 cm by means of an hydraulic foot pump



**M600698  
PIED A PERFUSION AVEC  
ROUES**

Construit en acier chromé. Quatre crochets en acier chromé. Base en acier inoxydable à cinq branches avec roulettes diam. 50mm, dont 2 avec frein. Hauteur réglable de 160 à 250 cm.

**M600698I  
PIED A PERFUSION AVEC  
ROUES**

Construit en acier inoxydable. Quatre crochets en acier inoxydable. Base en acier inoxydable à cinq branches avec roulettes diam. 50mm, dont 2 avec frein. Hauteur réglable de 160 à 250 cm.

**M600698/OL  
PIED A PERFUSION AVEC POM-  
PE HYDRAULIQUE**

Construit en acier chromé. Quatre crochets en acier chromé. Base en acier inoxydable à cinq branches avec roulettes diam. 50mm, dont 2 avec frein. Hauteur réglable de 189 à 260 cm avec pompe hydraulique à pédale.



**M600698  
PORTA SUERO PARA PERFU-  
SION CON RUEDAS**

Construido en tubo de acero cromado. Cuatro ganchos de acero cromado. Base de acero inoxidable a cinco ramas con ruedas diam.50 mm, dos con freno. Altura regulable de 160 a 250 cm.

**M600698I  
PORTA SUERO PARA PERFU-  
SION CON RUEDAS**

Construido en tubo de acero inoxidable. Cuatro ganchos de acero inoxidable. Base de acero inoxidable a cinco ramas con ruedas diam.50 mm, dos con freno. Altura regulable de 160 a 250 cm.

**M600698/OL  
PORTA SUERO PARA PERFU-  
SION CON BOMBA HIDRÁULICA**

Construido en tubo de acero cromado. Cuatro ganchos de acero cromado. Base de acero inoxidable a cinco ramas con ruedas diam.50 mm, dos con freno. Altura regulable de 189 a 260 cm con bomba hidráulica a pedal.

