





M630052



PORTATA
CARRYING CAPACITY
PORTEE'
CAPACIDAD



**POLTRONA ELETTRICA PER
PRELIEVI - M630052**

Caratteristiche Generali:

- Completamente elettrica.
- Equipaggiata con dispositivo di movimento.
- Apparato elettrico a tenuta stagna.
- Materasso ignifugo.
- Posizione variabile da Trendelenburg a Trendelenburg inverso.
- Montata su n° 4 ruote con sistema frenante.
- Fornita con cuscino poggiatesta e porta rotolo.



**ELECTRICAL PLASMA
COUCH - M630052**

Technical Characteristics:

- The couch is completely electrical.
- It is equipped with movement actuator.
- Electrical system and actuator are waterproof.
- The mattress is fireproof.
- The position could be changed from Trendelenburg to reverse Trendelenburg.
- It is equipped with 4 castors with braking system.
- Supplied with paper roll holder and headrest.



**FAUTEUIL ELÉTRIQUE
REGLABLE POUR PRISE DE
SANG - M630052**

Caracteristiques Techniques:

- Complètement électrique.
- Equipée avec un dispositif de mouvement.
- Le système électrique et le dispositif de mouvement sont complètement imperméables.
- Le matelas est ignifuge.
- Position variable de Trendelenburg à Trendelenburg inverse.
- Montée sur 4 roues avec système freinant.
- Délivrée avec porte-rouleau et appuie-tête.



**SILLÓN ELÉCTRICO PARA
EXTRACCIONES - M630052**

Características generales:

- Completamente eléctrico.
- Equipado con dispositivo de movimiento.
- Equipo eléctrico completamente estanco.
- Colchón ignífugo.
- Posición variable de Trendelenburg a Trendelenburg inversa.
- Montado sobre 4 ruedas con sistema de frenado.
- Suministrado con almohadón apoyacabeza y porta-rollo.



Tutti i letti sono provvisti di imbottitura e rivestimento ignifughi - Classe 1 IM.

All beds and couches are provided with fireproof padding and covering - Class 1 IM.

Tous les lits et les tables d'examen sont équipés avec rembourrage et revêtement ignifuges - Class 1 IM.

Toda las camas son alcochadas y forradas con material ignifugo - Clase 1 IM.