


NEW



M600480/G4



M600480/G5



**M600480/G4
TAVOLO DI MAYO**

Telaio e vassoio asportabile in acciaio inossidabile.

Base in alluminio appesantita con zavorre - a 4 razze con ruote diam. 50mm. Possibilità di ruotare il vassoio a 360° ad ogni altezza tramite bussola di fissaggio.

Altezza regolabile da 90 a 115 cm. Dimensioni del vassoio: 70x45x1,7h cm.

**M600480/G5
TAVOLO DI MAYO**

Telaio e vassoio asportabile in acciaio inossidabile.

Base in acciaio inossidabile appesantita con zavorre - a 5 razze con ruote diam. 50mm. Possibilità di ruotare il vassoio a 360° ad ogni altezza tramite bussola di fissaggio.

Altezza regolabile da 90 a 115 cm. Dimensioni del vassoio: 70x45x1,7h cm.



**M600480/G4
MAYO TABLE**

Frame and removable tray made of stainless steel.

Aluminium base weighted with ballasts - 4 spokes base with castors diam. 50mm. Possibility to rotate the tray 360° at any height using the fixing bushing.

Adjustable height from 90 to 115 cm. Tray Dimensions: 70x45x1,7h cm.

**M600480/G5
MAYO TABLE**

Frame and removable tray made of stainless steel.

Stainless steel base weighted with ballasts - 5 spokes base with castors diam. 50mm

Possibility to rotate the tray 360° at any height using the fixing bushing.

Adjustable height from 90 to 115 cm. Tray Dimensions: 70x45x1,7h cm.



**M600480/G4
TABLE DE MAYO**

Structure et plateau amovible en acier inoxydable.

Base en aluminium lestée avec des ballasts - à 4 branches avec roulettes diam. 50mm. Possibilité de faire pivoter le plateau de 360° à n'importe quelle hauteur au moyen d'une douille de fixation.

Hauteur réglable de 90 à 115 cm. Dimensions du plateau: 70x45x1,7h cm.

**M600480/G5
TABLE DE MAYO**

Structure et plateau amovible en acier inoxydable.

Base en acier inoxydable lestée avec des ballasts - à 5 branches avec roulettes diam. 50mm

Possibilité de faire pivoter le plateau de 360° à n'importe quelle hauteur au moyen d'une douille de fixation.

Hauteur réglable de 90 à 115 cm. Dimensions du plateau: 70x45x1,7h cm.



**M600480/G4
MESA DE MAYO**

Estructura y bandeja estampada y desprendible de acero inoxidable.

Base de aluminio 4 ramas lastrada con contrapesos - ruedas diam. 50 mm. Posibilidad de girar la bandeja 360° a cualquier altura mediante casquillo de fijación.

Altura regulable de 90 a 115 cm. Medidas de la bandeja: 70x45x1,7h cm.

**M600480/G5
MESA DE MAYO**

Estructura y bandeja estampada y desprendible de acero inoxidable.

Base de acero inoxidable 5 ramas lastrada con contrapesos - ruedas diam. 50 mm

Posibilidad de girar la bandeja 360° a cualquier altura mediante casquillo de fijación.

Altura regulable de 90 a 115 cm. Medidas de la bandeja: 70x45x1,7h cm.

