


NEW**M600828/3R****M600828/2R****M600828/4R****PARAVENTO VERNICIATO EPOSSIDICO**

Telaio in tubo d'acciaio verniciato epossidico. Tendine in plastica lavabile autoestinguente. Colore bianco. Larghezza di ogni pannello 50 cm. Montato su ruote Ø50mm.

M600828/2 Due ante senza ruote.
Dim. 100 x 162 h cm (APPROX)

M600828/2R Due ante con ruote.
Dim. 100 x 169 h cm (APPROX)

M600828/3 Tre ante senza ruote.
Dim. 150 x 162 h cm (APPROX)

M600828/3R Tre ante con ruote.
Dim. 150 x 169 h cm (APPROX)

M600828/4 Quattro ante senza ruote.
Dim. 200 x 162 h cm (APPROX)

M600828/4R Quattro ante con ruote.
Dim. 200 x 169 h cm (APPROX)

**EPOXY PAINTED WARD SCREEN**

Epoxy painted steel tube frame. Washable, self-extinguishing plastic curtains. White color. Width of each section 50cm. Mounted on 50mm castors.

M600828/2 Two sections without castors. Dim. 100 x 162 h cm (APPROX)

M600828/2R Two sections with castors. Dim. 100 x 169 h cm (APPROX)

M600828/3 Three sections without castors. Dim. 150 x 162 h cm (APPROX)

M600828/3R Three sections with castors. Dim. 150 x 169 h cm (APPROX)

M600828/4 Four sections without castors. Dim. 200 x 162 h cm (APPROX)

M600828/4R Four sections with castors. Dim. 200 x 169 h cm (APPROX)

**PARAVENT EN ACIER VERNI EPOXY**

Structure en tube d'acier verni époxy. Rideaux en plastique lavable, auto éteignant. Couleur blanche. Largeur de chaque section 50cm. Monté sur roulettes diam. 50mm.

M600828/2 Deux sections sans roulettes. Dim. 100 x 162 h cm (APPROX)

M600828/2R Deux sections avec roulettes. Dim. 100 x 169 h cm (APPROX)

M600828/3 Trois sections sans roulettes. Dim. 150 x 162 h cm (APPROX)

M600828/3R Trois sections avec roulettes. Dim. 150 x 169 h cm (APPROX)

M600828/4 Quatre sections sans roulettes. Dim. 200 x 162 h cm (APPROX)

M600828/4R Quatre sections avec roulettes. Dim. 200 x 169 h cm (APPROX)

**BIOMBO PINTADO EPOXIDICO**

Estructura de tubo de acero pintado epoxidico. Cortinas plásticas lavables, hidrofugas e ignifugas. Color blanco. Anchura de cada sección 50cm. Montado sobre ruedas de diam 50mm. .

M600828/2 Dos secciones sin ruedas. Dim. 100 x 162 h cm (APPROX)

M600828/2R Dos secciones con ruedas. Dim. 100 x 169 h cm (APPROX)

M600828/3 Tres secciones sin ruedas. Dim. 150 x 162 h cm (APPROX)

M600828/3R Tres secciones con ruedas. Dim. 150 x 169 h cm (APPROX)

M600828/4 Cuatro secciones sin ruedas. Dim. 200 x 162 h cm (APPROX)

M600828/4R Cuatro secciones con ruedas. Dim. 200 x 169 h cm (APPROX)