



M600733/P

M600737/APL



LAMPADA AMBULATORIALE

Con tubo flessibile. Riflettore in lega d'alluminio orientabile in ogni direzione. Base a cinque razze. Altezza regolabile da 100 a 150 cm. (Lampadina non inclusa).

M600733

Base in acciaio inossidabile con ruote.

M600733/P

Base plastica con ruote.

LAMPADA DA VISITA A LED A LUCE FREDDA

Indicata per ambulatori medici e sala visite.

Braccio flessibile orientabile in ogni direzione.

3 LED bianchi da 1,4 W cad. 12V

Intensità luminosa pari a 13000 Lux alla distanza di 1 metro e 35000 Lux alla distanza di 50 cm.

Caratteristiche elettriche: 100÷240V - 50/60 Hz.

Struttura di supporto in tubo d'acciaio inossidabile. Altezza regolabile da 100 a 150 cm. Base a cinque razze.

In conformità con la Direttiva 2007/47/EC e le seguenti norme: IEC60601-1, IEC60601-2-41

M600737/AL

Base in acciaio inossidabile con ruote.

M600737/APL

Base plastica con ruote.



EXAMINATION LAMP

With flexible arm. Reflector made of aluminium alloy, adjustable in every direction. Five spoke base. Adjustable height from 100 to 150 cm. (Bulb not included).

M600733

Stainless steel base with castors.

M600733/P

Plastic base with castors.

COLD LIGHT LED EXAMINATION LAMP

Suitable for doctor's office and examination room.

Flexible arm which can be angled towards any direction.

3 white LED lights 1,4W each 12V

Light intensity: 13000 Lux at the distance of 1 meter and 35000 Lux at the distance of 50 cm.

Electrical feeding: 100÷240V - 50/60 Hz.

Stand made of stainless-steel tube. Adjustable height from 100 to 150 cm. Five spokes base.

In conformity with the following rules: Directive 2007/47/EC – Rules: IEC60601-1, IEC60601-2-41

M600737/AL

Stainless steel base on castors.

M600737/APL

Plastic base with castors.



LAMPE D'EXAMEN

Avec bras flexible. Réflecteur en alliage d'aluminium orientable en toutes directions. Base aux cinq branches. Hauteur réglable de 100 à 150 cm. (Ampoule pas incluse).

M600733

Base en acier inoxydable avec roulettes.

M600733/P

Base en plastique avec roulettes.

LAMPE D'EXAMEN A LED A LUMIERE FROIDE

Appropriée pour les cabinets de médecins et les salles d'examen.

Bras flexible orientable dans toutes les directions.

3 LED blanches 1,4W chacune 12V

Intensité lumineuse : 13000 Lux à la distance de 1 mètre et 35000 Lux à la distance de 50 cm.

Puissance : 100÷240V - 50/60 Hz.

Support en tube d'acier inoxydable. Hauteur réglable de 100 à 150 cm.

Base à cinq branches.

Conforme aux normes suivantes : Directive 2007/47/EC – Normes : IEC60601-1, IEC60601-2-41

M600737/AL

Base en acier inoxydable avec roues.

M600737/APL

Base en plastique avec roulettes.



LÁMPARA DE EXPLORACIÓN

Con brazo flexible. Reflector en liga de aluminio orientable en todas direcciones. Base a cinco ramas. Altura regulable de 100 a 150 cm. (Bombilla no incluida).

M600733

Base de acero inoxidable con ruedas.

M600733/P

Base plástica con ruedas

LÁMPARA DE EXPLORACIÓN LED DE LUZ FRÍA

Adecuada para consultorios médicos y sala de examen.

Brazo flexible en cualquier dirección.

3 LED blancos de 1,4W cada 12V

Intensidad luminosa: 13000 Lux a la distancia de 1 metro y 35000 Lux a una distancia de 50 cm.

Características eléctricas: 100÷240V - 50/60 Hz.

Soporte hecho de tubo de acero inoxidable. Altura regulable de 100 a 150 cm. Base a cinco ramas.

En acuerdo con: Directiva 2007/47/EC – Normas IEC60601-1, IEC60601-2-41

M600737/AL

Base de acero inoxidable con ruedas.

M600737/APL

Base plástica con ruedas.