



**PIANTANA PORTA DISPENSER  
PER GEL E GUANTI  
COD. M600440**

**CARATTERISTICHE:**

- Piantana in acciaio verniciato con polvere epossidica nera.
- Piantana robusta e resistente che può essere posizionata in qualsiasi tipo di locale.
- Base smontata con piedini.
- Dimensioni:  
Altezza totale: 154 cm  
Diametro base: 60 cm  
Altezza dal suolo al supporto scatola guanti: 80 cm  
Altezza dal suolo al supporto contenitore gel: 110 cm
- Ingombro approssimativo dell'imballo singolo (cartone):  
120 x 16 x 10 h cm

**Attenzione:** La piantana **NON** è fornita di dispenser gel e di scatola guanti.

**STAND FOR HAND SANITIZER  
DISPENSER AND GLOVE BOX  
ITEM CODE M600440**

**FEATURES:**

- Stand made of epoxy painted steel, black colour.
- Sturdy and resistant stand that can be positioned in any type of room.
- Base disassembled with feet.
- Dimensions:  
Total height: 154 cm  
Base diameter: 60 cm  
Height from the ground to the support gloves box: 80 cm  
Height from the ground to the hand sanitizer holder: 110 cm
- Approximate overall dimensions of the single packaging (cardboard):  
120 x 16 x 10 h cm

**Attention:** The stand is **NOT** equipped with a hand sanitizer dispenser and a glove box.

**SUPPORT PORTE DISTRIBUTEUR  
DE GEL ET GANTS  
REF. M600440**

**CARACTÉRISTIQUES:**

- Support en acier verni époxy noir.
- Support robuste et résistant pouvant être positionné dans tout type de local.
- Base démontée avec pieds.
- Dimensions:  
Hauteur totale : 154 cm  
Diamètre de la base: 60 cm  
Hauteur du sol au support de boîte à gants: 80 cm  
Hauteur du sol au support du récipient de gel: 110 cm
- Dimensions totales approximatives de l'emballage individuel (carton):  
120 x 16 x 10 h cm

**Attention:** le support **n'est PAS** équipé d'un distributeur de gel et d'une boîte à gants.